

目指したのは、お母さんの手のやさしさ。



優しい皮膚刺激で、 ヘルスケア

SOMAPLANE®

—— ソマプレーン ——

エラストマー製のローラー鍼
ソマプレーン。

やさしい、軽微な皮膚刺激を与えます。

皮膚に転がすだけの簡単な利用方法。
ご自身で手軽にケアしていただけます。



医療機器製造販売届出番号 22B3X10002000005

機械器具 80 はり又はきゅう用器具

一般医療機器 非能動型接触鍼 JMDNコード70613001

<http://somaniks.jp>



SOMAPLANE®

ソマプレーン

研究 Report

A gentle mechanical skin stimulation technique for inhibition of micturition contractions of the urinary bladder. Harumi Hotta, Koichi Masunaga, Shogo Miyazaki, Nobuhiro Watanabe, Yutaka Kasuya. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical 167(2012) 12-20

ゆっくりとやさしいローラー刺激が膀胱の排尿収縮を抑制

会陰部へのローラー刺激



求心性神経線維を活性化




中枢神経内の内因性オピオイドの放出を促進



膀胱・骨盤副交感神経性反射を抑制



律動的排尿収縮の抑制



東京都健康長寿医療センター泌尿器科
東京都健康長寿医療センター研究所との共同研究

特許取得済 2010-251392号 「排尿抑制具」



使い方

箱から取り出し、柄の部分を持ち、刺激部位へ軽くゆっくりとローリングしてください。その際に、強くローリングしないようにご注意ください。

使用後は洗浄等を行い、適切な衛生状態を、維持してください。

※ご利用に際しては、製品の添付文書をよく読み、適切にご使用ください。

製品情報

SOMAPLANE	
外観	
接触部分原料	エラストマー樹脂
ローラー軸	ポリプロピレン(PP)
柄	ポリプロピレン(PP)
製品径	17mm
カラーコード	パープル

■ 製造販売元



東洋レヂン株式会社

〒419-0201 静岡県富士市厚原2104-1

TEL : 0545-71-2023 FAX : 0545-71-8429

医療機器製造販売業許可番号: 22B3X10002