

毎日使うものだから、使いやすいものがいちばん！

アダム医健の骨盤底サポーターは、使いやすさでもお客様に選ばれています。  
※個人の感想の抜粋です。実際のご使用感には個人差があります。

着用したところ下半身が安定し動きも良く、きめ細かい配慮ができていて感心いたしました。  
これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。(80代)

商品を見ないで注文して思った以上に良いと思ったことは、そんなにありません。  
このサポーターは、良い方の想定外で、感激しています。

- 鼠径部が痛くない工夫がされています。
- 下着の上から着用は助かります。(80代)



簡単に着用できてよい。一日中着用していても苦しい感じは無いです。  
下半身にフィットする感じはあります。(50代)

#### 使用方法

横になるなどして臓器の下垂を直した状態で、  
ショーツの上に重ねてはいてください。  
(薄手の吸水パッド・吸水ショーツの上からでも  
ご使用いただけます。)



ヒップ側はできる限り深くはき、おなか側は腰骨のどっぴり付近で浅くはきます。両端の面ファスナー  
(マジックテープ)を持って引っ張り上げて留め、背面のストラップの緩みをとって着用します。

※製品に添付された取扱説明書をよく読んでご使用ください。

#### 参考情報

骨盤底サポーターについては、下記の書籍でも紹介されています。

NHKテキスト きょうの健康 (2019年4月号)  
別冊NHK きょうの健康 『シニア女性の骨盤臓器脱』

製造販売業者  
合同会社アダム医健

東京都豊島区西巣鴨 1-34-9  
Tel: 03-3940-5502  
E-mail: info@adam-med.co.jp

↓製品情報はこちら↓  
adam-med.co.jp



販売代理店 **MTF** 株式会社メディカル・タスクフォース

本社 〒550-0006  
大阪府大阪市西区江之子島 1丁目7-3 奥内阿波座駅前ビル702  
TEL: 06-6446-2100 FAX: 06-6446-2105

東京支店 〒134-0081  
東京都江戸川区北葛西 1-2-2-19 MTビル201  
TEL: 03-5659-2522 FAX: 03-5659-2556

頻尿・下腹部の違和感を伴う尿トラブル など 骨盤臓器下垂症状の改善・予防に

# アダム医健の 骨盤底サポーター

(一般医療機器)

届出番号: 13B3X1021400001

夕方になると、歩いているだけで下腹部に違和感が...



股になにか挟まったような感じ。  
最近、トイレも近くて...

膀胱が下がっているとされたけど、  
大きなペッサリーを入れるのは  
ちょっと不安...

頻尿や下腹部の違和感・異物感は、膀胱・子宮・直腸などの  
臓器が下がってしまった場合に多くあらわれる症状です。

骨盤底サポーターは、骨盤底筋を持ち上げて  
下がった臓器を正常な位置に保つ医療機器です。

(国立大学医学部との共同研究成果に基づく当社開発品)

下垂した骨盤内の臓器を挙上する効果が認められ、  
手術以外の治療方法として採用が広がっています。

※手術前後の期間にもご使用いただけます。